



Electromedik^{MR}



BRAZALES PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA

REUSABLES Y DESCARTABLES PARA TODO TIPO DE PACIENTE

- Conexiones para todo tipo de monitores.
- Fácil de colocar y adaptar.
- Cierres de abrojo.

Brazal reusable de algodón laminado y cámara TPU



Largo de tubo 20 cm.

TAMAÑO	MEDIDAS	VIAS	CODIGO
Infante	5 x 14cm	1	M5111
	ø: 9-14cm	2	M5211
Pediátrico	8 x 21cm	1	M5112
	ø: 14-21cm	2	M5212
Adulto S	10 x 22cm	1	M5113
	ø: 21-27cm	2	M5213
Adulto	13 x 18cm	1	M5114
	ø: 27-35cm	2	M5214
Adulto XL	16 x 35cm	1	M5115
	ø: 35-44cm	2	M5215
Adulto XXL	20 x 42cm	1	M5116
	ø: 44-53cm	2	M5216

Brazal reusable para PNI sin cámara



Largo de tubo 20 cm.

TAMAÑO	MEDIDAS	VIAS	CODIGO
Neonato	5.3x12cm	1	M5301
	ø: 9-14.5cm	2	M5401
Infante	7.8x17.8cm	1	M5302
	ø: 13-21.5cm	2	M5402
Pediátrico	10x22.5cm	1	M5303
	ø: 21-27cm	2	M5403
Adulto	13x30cm	1	M5304
	ø: 26-35.5cm	2	M5404
Adulto XL	16x37cm	1	M5305
	ø: 35-45cm	2	M5405
Adulto XXL	20x45.5cm	1	M5306
	ø: 44-55 cm	2	M5406

*ø=circunferencia

Brazal descartable para PNI tipo silicona



Largo de tubo 20 cm.

TAMAÑO	MEDIDAS	VIAS	CODIGO
Neonato	2.1x6.2cm	1	M5541-1
	ø: 3-5.5 cm	2	M5641-1
Neonato	2.8x7.4cm	1	M5541-2
	ø: 4-8 cm	2	M5641-2
Neonato	3.9x10cm	1	M5541-3
	ø: 6-11 cm	2	M5641-3
Neonato	4.6x12cm	1	M5541-4
	ø: 7-13 cm	2	M5641-4
Infante	5.3x12cm	1	M5542
	ø: 9-14.5cm	2	M5642
Pediátrico	7.8x17.8cm	1	M5543
	ø: 13-21cm	2	M5643
Adulto S	10x22.5cm	1	M5544
	ø: 21-27cm	2	M5644
Adulto	13x30cm	1	M5545
	ø: 26-35.5cm	2	M5645
Adulto XL	16x37cm	1	M5546
	ø: 35-45cm	2	M5646
Adulto XXL	20x45.5cm	1	M5547
	ø: 44-55cm	2	M5647

Tubuladuras de Conexión para PNI



Conectores y Acoples de mangueras



Conectores de brazales



Fragata Presidente Sarmiento 2265 · C1416EDB · C.A.B.A.
 Telefax: (54-11) **48561004** y Líneas Rotativas
 Mail: ventas@electromedik.com.ar
 Web: www.electromedik.com.ar

 **Electromedik**

Servicio de Guardia: (011) 4978-3532 | 154-448-0004 | 154-446-8424