


NEOSOL



**Iluminando
la salud de tu bebé**

PROTECTORES PARA FOTOTERAPIA

FUNCIÓN

Provee protección ocular durante la sesión de fototerapia, bloqueando la luz dañina para los ojos del paciente.

BENEFICIOS

- ✓ Bloqueo Superior de luz UV.
- ✓ Material suave y acolchado, con diseño de anteojos de sol.
- ✓ Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente.
- ✓ Cinta ajustable, diseñada para minimizar el deslizamiento. Provee ajuste estable y seguro.
- ✓ Libre de látex y DEHP.



TABLA DE TALLA

SMALL	Menos de 28 semanas (circunferencia < 26 cm)
MEDIUM	29 a 36 semanas (circunferencia 26-34 cm)
LARGE	37 semanas en adelante (circunferencia > 34 cm)

ADVERTENCIA

- ✓ Revise el ajuste y el correcto posicionamiento del protector.
- ✓ No estéril. Los protectores son para uso en un solo paciente.
- ✓ No se deben lavar. Mantener la superficie de la almohadilla limpia y seca.

 **Electromedik**



Conmutador 011 4588-1606
Whatsapp 011 4448-0004
info@electromedik.com.ar



Fragata Pres. Sarmiento 2265
C.A.B.A. Argentina

