

ALTO FLUJO

La terapia de alto flujo es una modalidad de oxigenoterapia administrada a través de una cánula nasal de alto flujo (CNAF) y un circuito respiratorio inspiratorio calefaccionado.

Este sistema permite suministrar a pacientes que respiran espontáneamente una mezcla de aire y oxígeno calentada y humidificada, a flujos elevados, favoreciendo el confort y la eficacia del tratamiento respiratorio.

BENEFICIOS ::::

- ✓ Humidificador de alto flujo con calefacción y oxígeno enriquecido.
- ✓ Flujo hasta 80 L/m.
- ✓ Rango de suministro de la presión de oxígeno 0.2-0.45 Mpa35PSI-60PSI de control automático.
- ✓ Incluye kit de desinfección.

EQUIPO HIF ENT

HUMID-BM



CADA EQUIPO INCLUYE:

- ✓ Bolso de Transporte.
- ✓ Cable de alimentación.
- ✓ Flowmeter 0-50 LTM con soporte y manguera de O2.
- ✓ Generador portátil de Ozono (Kit de desinfección).
- ✓ 1 Circuito calefaccionado con cámara de autollenado.
- ✓ 1 Cánula nasal de Alto Flujo.

Circuito con cámara

El circuito respiratorio calefaccionado está diseñado para mantener una temperatura constante y evitar la formación de condensación en el interior del sistema. Incluye circuito respiratorio calefaccionado con cámara de autollenado.

HC-B1



 RESPIRCARE





CÁNULAS DE ALTO FLUJO ADULTO



SMALL



- ✓ Flujo hasta 50 L/m.
- ✓ Silicona cómoda y suave .
- ✓ Interfaz paciente de bajo ruido.

S
NAC-1S

MEDIUM



- ✓ Flujo hasta 70 L/m.
- ✓ Silicona cómoda y suave .
- ✓ Interfaz paciente de bajo ruido.

M
NAC-1M


LARGE



- ✓ Flujo hasta 80 L/m.
- ✓ Silicona cómoda y suave .
- ✓ Interfaz paciente de bajo ruido.

L
NAC-1L

ADULTO



- ✓ Flujo hasta 40 L/m.
- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Diseño ergonómico para prevenir lesiones.
- ✓ Alta compatibilidad con conectores.

3210150

SMALL



- ✓ Flujo 40 L/m.
- ✓ Diseñada para administrar un amplio rango de O₂.
- ✓ Puede incluir interfaz para traqueostomía.
- ✓ Almohadilla de silicona.
- ✓ Contorno anatómico suave.
- ✓ Apto RMN (Sin metal)

3210160

MEDIUM



- ✓ Flujo 50 L/m.
- ✓ Diseñada para administrar un amplio rango de O₂.
- ✓ Puede incluir interfaz para traqueostomía.
- ✓ Almohadilla de silicona.
- ✓ Contorno anatómico suave.
- ✓ Apto RMN (Sin metal).

3210161

LARGE



- ✓ Flujo 60 L/m.
- ✓ Diseñada para administrar un amplio rango de O₂.
- ✓ Puede incluir interfaz para traqueostomía.
- ✓ Almohadilla de silicona.
- ✓ Contorno anatómico suave.
- ✓ Apto RMN (Sin metal).

3210162



Conmutador 011 4588-1606
Whatsapp 011 4448-0004
www.electromedik.com.ar



Fragata Pres. Sarmiento 2265
C1416CBW C.A.B.A. Argentina



CÁNULAS DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICAS



NEONATAL

- ✓ Flujo hasta 10 L/m.
- ✓ Silicona cómoda y suave.
- ✓ Interfaz paciente de bajo ruido.

NAC-3M2

*RESPIRCARE

SMALL

- ✓ Flujo hasta 20 L/m.
- ✓ Silicona cómoda y suave.
- ✓ Interfaz paciente de bajo ruido.

NAC-3S

*RESPIRCARE

LARGE

- ✓ Flujo hasta 25 L/m.
- ✓ Silicona cómoda y suave.
- ✓ Interfaz paciente de bajo ruido.

NAC-3L

*RESPIRCARE

PREMATURO

- ✓ Flujo hasta 8 L/m.
- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Diseño ergonómico para prevenir lesiones.
- ✓ Alta compatibilidad con conectores.

3213150

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

NEONATO

- ✓ Flujo hasta 8 L/m.
- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Diseño ergonómico para prevenir lesiones.
- ✓ Alta compatibilidad con conectores.

3213151

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

INFANTE

- ✓ Flujo hasta 8 L/m.
- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Diseño ergonómico para prevenir lesiones.
- ✓ Alta compatibilidad con conectores.

3213152

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

INFANTE MEDIANO

- ✓ Flujo hasta 8 L/m.
- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Diseño ergonómico para prevenir lesiones.
- ✓ Alta compatibilidad con conectores.

3213153

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

PEDIATRICO

- ✓ Flujo hasta 20L/m.
- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Diseño ergonómico para prevenir lesiones.
- ✓ Alta compatibilidad con conectores.

3212150

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

SMALL

- ✓ Flujo hasta 40L/m.
- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Diseño ergonómico para prevenir lesiones.
- ✓ Alta compatibilidad con conectores.

3212151

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

