






Cables troncales desconectables PM1136-89

Los cables troncales permiten la desconexión y/o reemplazo de los cables para electrodos descartables. Poseen diversos tipos de conectores específicos para cada modelo. El código de color es dual (Americano (AHA) y Europeo (IEC)) y la mayoría de los modelos presentan versiones para tres o cinco cables.



También existen otras alternativas, pero dada su baja demanda no se incluyen en el catálogo, las distintas opciones son:
Resistencia de 1000 ohm de protección frente a descargas de desfibrilador, versiones para diez cables.

Código	Conector para el aparato	Tipo de conectores para cables electrodo	Compatible con modelos, entre otros, de:
205116XX (3 Cables) 206116XX (5 Cables)	 Conector especial de 12 pines		Philips
207108XX (5 Cables)	 Conector especial de 11 pines		GE
M4218-116	 Conector especial de 12 pines		Philips
M4208-120	 Conector especial de 16 pines		Drager/Siemens
213101XX (3 Cables) 214101XX (5 Cables)	 Conector tipo AAMI STD de 6 pines	 	AAMI standard, Biocare, Biolight, Comen, Contec, CSI, Datascope, Dixtal, Edan, Goldway, Mindray, Philips, Spacelabs, ...
213116XX (3 Cables) 214116XX (5 Cables)	 Conector especial de 12 pines		Mindray
214108XX (5 Cables)	 Conector especial de 11 pines		GE
213123XX (3 Cables) 214123XX (5 Cables)	 Conector especial de 12 pines		Biolight
213110BX (3 Cables) 214110BX (5 Cables)	 Conector especial de 12 pines		Biolight