

ENVOLTURA LIVIANA, AJUSTABLE Y DESCARTABLE para pulsioxímetro



Características y Beneficios

- Liviano y ultra delgado
- Fácilmente ajustable para calzar en cualquier tamaño
- De poco peso y comfortable
- Provee ajustes estables y seguros que no resbalan
- Material respirable resiste el desarrollo de olores pédicos
- Libera la sudoración

Cat N°	Tamaño	Dimensiones	Cant./Unidad
N781	Pequeño	3/4" x 3"	100/caja
N782	Grande	1" x 5"	100/caja

Se envuelve suavemente
alrededor del pie.
No incluye Pulsioxímetro.



CAMPOS VISUALES PARA FOTOTERAPIA con bonito diseño de anteojos



Características y Beneficios

- Nuevo, más grueso, material del campo visual más suave con bolsillos oculares para mayor comodidad y seguridad del paciente
- Bloqueo Superior de luz UV
- Tiras mejoradas con adhesivo hipoalergénico hidrocoloideo
- Más resistentes, ganchos de perfil bajo más suaves

Lindo diseño de anteojos asegurado al paciente mediante tiras hidrocoloideas.



<i>Cat N°</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Cant./Unidad</i>
N724	Micro	50/caja
N725	Pequeño	50/caja
N726	Grande	50/caja



CAMPOS VISUALES PARA FOTOTERAPIA con fajas para la cabeza



Características y Beneficios

- Nuevo, más grueso, material del campo visual más suave con bolsillos oculares para mayor comodidad y seguridad del paciente
- Bloqueo Superior de luz UV
- Provee mayor seguridad y menor necesidad de reajuste, reduciendo el tiempo de enfermeras
- Mantiene en su lugar y evita que resbale sobre el cabello y se amolde a la cabeza



Tamaño especial provee calce ideal para pacientes de todos los tamaños.

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N727	Micro	50/caja
N728	Pequeño	50/caja
N729	Grande	50/caja

DISPOSITIVOS DE SUCCIÓN ORAL-NASAL para succión suave y efectiva

Características y Beneficios

- **Succión con una sola mano**
- Orificio para pulgar para succión intermitente
- Pico suave, flexible parecido a pera de goma
- Uso en Cuidados Intensivos Prenatales, Cuidados Intensivos Pediátricos, Afecciones Respiratorias, Trabajo de Parto
- Mejora el cuidado de pacientes y ahorra tiempo de enfermería
- Reemplaza hasta 3 productos con un Pequeño Aspirador

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N204	Prematuro	50/caja
N205	Estándar	50/caja
N224	Nueva Punta Nasal Prematuros	50/caja
N225	Punta Nasal	50/caja

Conectado a la manguera de succión
con el puerto de pulgar ocluido.

SUJETADOR DE DISPOSITIVO DE SUCCIÓN para almacenar y reutilizar el dispositivo de succión oral-nasal

Características y Beneficios

- Fácil ajuste a la mayoría de las superficies
- Bajo costo y fácil de usar
- Mantiene su dispositivo de succión limpio y a mano
- Nueva superficie de escritura para la información del paciente
- Evita ubicación errónea o caída al piso de tuberías y dispositivos
- Ideal para sostener el dispositivo de succión y muchos otros dispositivos
- Tape la succión y reduzca el ruido

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N245	Estándar	40/caja



Únicos ELECTRODOS RADIOLUCENTES con Hidrogel e Hidrocoloideo



N301



N305

Características y Beneficios

• **Pre-cableados**

- **Radiolúcido** no se ve con rayos Xe

Bordes hidrocoloideos

- Provee ajuste de larga duración
- Evita que el gel efluye por los bordes
- Seguro en la piel neonatal
- Mejora la estabilidad del sensor

Centro hidrogel

- Produce excelentes rastreos
- Seguro en la piel neonatal
- No se secará prematuramente

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N301 (estándar)	1" Círculo	20 sets/caja
N305 (radiolúcente)	1" Círculo	20 sets/caja



Electrodo neonatal
pre-cableado
aplicado al bebé.

Único ELECTRODO con un centro de Hidrogel y bordes Hidrocoloideos



Características y Beneficios

- **Pre-cableados**
- No posee bandas molestas
- Seguridad en los miembros sin una tira que podría reducir la circulación
- Suaves bordes hidrocoloideos y adhesivos con hidrogel
- De larga duración y fáciles de usar, aún bajo gran humedad
- Seguro en la piel neonatal
- Materiales radiolucientes permiten el paso de los rayos X, sin importar donde se coloquen

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N306 (radioluciente)	Micro	20 sets/caja



SOPORTE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL con suaves tiras adhesivas hidrocoloideas



Adherida al paciente con suaves tiras hidrocoloideas. Tubo Endotraqueal asegurado a la plataforma de estabilización.


Características y Beneficios

- Reduce extubaciones y ayuda a prevenir traumatismo al paladar
- Disponible en una variedad de medidas codificadas por colore
- No se coloca cinta cerca de nariz o boca, permite un mejor cuidado oral
- Estandariza los procedimientos de aplicación y evita los cambios frecuentes de cinta
- De fácil remoción en caso de emergencia



Cat N°	Tamaño	Color
N709	Mini	Púrpura
N710	Ultra	Amarillo
N711	Micro	Blanco
N712	Pequeño	Verde
N713	Grande	Azul
N714	Nuevo XL	Rose

SOPORTE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL con tirasacrílicas o suaves tiras adhesivas hidrocoloideas



Características y Beneficios

- Opción de tiras hidrocoloideas o tiras adhesivas acrílicas clínicamente testeadas
- Reduce extubaciones y ayuda a prevenir traumatismo palatino
- Disponible en una variedad de medidas codificadas por color
- No se coloca cinta cerca de nariz o boca, permite un mejor cuidado oral
- Estandariza los procedimientos de aplicación y evita los cambios frecuentes de cinta
- De fácil remoción en caso de emergencia



Cat N°	Tamaño	Color
Con Adhesivo Acrílico Testeado Clínicamente		
N715F	Macro	Durazno
N716F	Jumbo	Carbón
N717F	Mega	Marrón
Con Suave Adhesivo Hidrocoloideo		
N715H	Macro	Transparente
N716H	Jumbo	Gris
N717H	Mega	Tostado

DISPOSITIVO DE REMOCIÓN DE MECONIO que permite succión intermitente



Características y Beneficios

- **Elimina la succión de meconio por vía oral**
- Se adhiere a cualquier tubo endotraqueal
- Puerto para el pulgar que permite la succión intermitente
- Presentado en el Libro acerca de Resucitación Neonatal
- Utilizado en todo el mundo en más de 40 países
- Disponible en amarillo u original transparente

Cat N°	Color	Cant./Unidad
N0101	Transparente	40/caja
N0102	Amarillo	40/caja



Aspirador de Meconio conectado al tubo endotraqueal y a la manguera de succión con el puerto pulgar ocluido.

CPAP NASOFARÍNGEA DE SILICONA para reducir traumatismos



**NO MÁS NARICES
DE PORCINO**



Características y Beneficios

- Fácil de insertar y quitar
- Elaboradas con silicona suave, libre de látex
- Reduce traumatismos de tabique y fosas nasales
- Disponible en 5 diferentes longitudes y 4 diferentes diámetros
- Ideal para CPAP e IMV
- Permanece firmemente en su lugar

Cat N°	Demanda O (mm)	Longitud CM
Prematuros		
N82520	2.5 (7.5)	2
N83020	3.0 (9.0)	2
N82525	2.5 (7.5)	2.5
N83025	3.0 (9.0)	2.5
N82530	2.5 (7.5)	3
N83030	3.0 (9.0)	3
Regulares		
N8254	2.5 (7.5)	4
N8259	2.5 (7.5)	9
N8304	3.0 (9.0)	4
N8309	3.0 (9.0)	9
N8354	3.5 (10.5)	4
N8359	3.5 (10.5)	9
N8404	4.0 (12)	4
N8409	4.0 (12)	9



SUJETADOR DE CÁNULA Y TUBO con suave base hidrocoloidea y aletas para asegurar posicionamiento



N756



N757

Características y Beneficios

- Base hidrocoloidea es suave en pieles delicadas
- Aletas reducen el estrés sobre los tubos.
- Ideal para usar con cánulas nasales y tubos de alimentación
- Aleta transparente permite visualización de marcaciones
- Fácil uso
- Abrir y cerrar repetidamente

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N756	Mini	100/caja
N757	Estándar	100/caja



Adherida al paciente con suave base hidrocoloidea.
Cánula asegurada por la aleta de posicionamiento.

SUJETADORES MULTIPROPÓSITO DE CABLES Y TUBOS



Características y Beneficios

- **No deja residuos en tubos, cables o mangueras**
- Sujeta tubos de succión, sin agruparlos ni retorcerlos
- Se adhiere al paciente para mejor movilidad
- Uso en cualquier unidad hospitalaria
- Mantiene su equipamiento consigo en todo momento
- Genial para usar en NICU
- Ideal para usar durante transporte
- N603 puede ser esterilizado para su uso en OR

Cat N°	Color	Cant./Unidad
N601	Turquesa	40/caja
N602	Rosa/Azul	40/caja
N603	Blanco (esterilizable)	40/caja

Los tubos mantenidos y adheridos a la madre.



ELECTRODO O CUBIERTA DE Sonda DE TEMPERATURA que asegura al dispositivo extender la vida de los productos con gel




Características y Beneficios

- Evita que los electrodos resbalen
- Gel hidrocoloideo mejora la estabilidad del sensor
- Evita que el gel se esparza desde los vértices
- También se utiliza sobre cubiertas de sonda de temperatura
- Ahorra tiempo valioso de enfermeras
- Trabaja sobre parches de plomo redondos o cuadrados

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N325	Estándar	300/caja

Ubicado sobre un electrodo completo de gel para impedir que el gel se esparza por los bordes.



CUBIERTA DE SONDA DE TEMPERATURA HIDROCOLOIDEA



Características y Beneficios

- Cubierta de sensor de temperatura que se adhiere a pacientes con suave hidrocoloideo
- Protege el sensor de temperatura para evitar que no se caiga
- Resiste los cambios en la piel debido al calor o humedad
- No deja residuos en la piel
- No se cae tempranamente como las cubiertas de gel o de acrílico

<i>Cat N°</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Cant./Unidad</i>
N731	1" Diámetro	150/caja

Cubriendo una sonda de temperatura.



SUJETADOR DE CATÉTER UMBILICAL con aletas de posicionamiento seguro



Características y Beneficios

- Ayuda a evitar desalojamiento estandariza el procedimiento
- Disponible en tres tamaños
- Pueden abrirse y cerrarse aletas repetidamente
- Acomoda dos catéteres

<i>Cat N°</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Cant./Unidad</i>
N700	Micro	20/caja
N701	Pequeño	20/caja
N702	Grande	20/caja



Asegurado al paciente con base hidrocoloidea mientras sostiene catéteres UAC y AVC dentro, aletas de posicionamiento.

SUJETADOR DE CATÉTER Y ENTUBADO

con suave base hidrocoloidea y aleta de posicionamiento seguro



Características y Beneficios

- Fácil de abrir y cerrar repetidamente
- Sostiene catéteres, IVs y varios tubos
- Base hidrocoloidea es suave sobre la piel
- Forma única permite muñones umbilicales más grandes
- Aleta transparente permite visualización de marcaciones
- Estandariza procedimientos de aseguración
- Alivia el estrés en los tubos

Sostiene de modo seguro una o dos líneas en su lugar y ayuda a evitar el desalojamiento de los tubos.

<i>Cat N°</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Cant./Unidad</i>
N705	Estándar	40/caja



SUJETADOR DE TUBO DE TRAQUEOTOMÍA



Características y Beneficios

- Material de Neopreno es suave, liviano y confortable y no irrita la piel
- Provee un ajuste estable y reduce la chance de desalojamiento accidental
- Material resistente a la humedad permite al paciente ser higienizado sin remover el sujetador
- Material estirable permite el reflejo toser
- Fajas coloridas ayudan a resistir las manchas



Cat N°	Faja	Cuello	Cant./Unidad
N905	5"	7-8"	5/paquete
N906	6"	8-9"	5/paquete
N907	7"	9-10"	5/paquete
N908	8"	10-11"	5/paquete
N909	9"	11-12"	5/paquete
N910	10"	12-13"	5/paquete
*No incluye tubo de traqueotomía			



Rosa
(PK)



Camuflado
(CO)



Azul
(BL)



Hawaiano
(HN)

SUJETADOR DE TUBO DE TRAQUEOTOMÍA DESCARTABLE



Características y Beneficios

- Descartable, perfecto para hospitales
- Liviano, confortable y de material respirable
- Se ajuste fácilmente a cualquier tamaño de cuello



<i>Cat N°</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Cant./Unidad</i>
N924	Pequeño (9")	50/caja
N925	Mediano (13")	50/caja
N926	Grande (18")	50/caja
*No incluye tubo de traqueotomía		

CORREA PARA BARBILLA

Accesorio de apoyo respiratorio

Características y Beneficios

- Suave, transpirable y cómodo para la piel, absorbiendo el sudor
- El diseño partido en la barbilla proporciona comodidad y estabilidad
- Su material singular ayuda a evitar el deslizamiento hacia adelante y hacia atrás en el cuello del bebé



Cat No.	Tamaño	Circunferencia (desde el mentón a la parte posterior de la cabeza)	Cant./Unidad
N785	Micro	28cm-35cm	20/caja
N786	Pequeño	33cm-42cm	20/caja
N787	Grande	36cm-46cm	20/caja

SELLO DE CÁNULAS NASALES

Proporciona un sello cómodo para la protección nasal

Características y Beneficios

- Diseñado para mejorar el sello y obtener un soporte respiratorio más eficaz
- Protege la piel del tabique y las narinas
- Compatible con la mayoría de cánulas nasales
- Económico
- Libre de látex/ ftalato / sin DEHP/BPA



Cat No.	Tamaño	Cant./Unidad
N421	Pequeño	150/caja

PARCHE ADHESIVO DE SILICONA

Características y Beneficios

- **Adhesivo Suave de Silicona - Suave y Apacible, perfecto para la piel neonatal**
- Fácil de usar - Fácil de reposicionar según sea necesario
- Perfecto para usar como barrera cutánea
- Diseño único - El diseño especializado es ideal para muchos usos



Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N745	Es ándar	100 /caja

CINTAS HIDROCOLOIDEAS pueden ser usadas en lugar de cinta dañina



Características y Beneficios

- Se utilizan en lugar de las cintas adhesivas comunes
- Provee adhesión duradera pero evita que se descame la piel
- No se necesita previa preparación de la piel
- Ideal para usar en entablillados para extremidades

Cat N°	Tamaño	Cant./Unidad
N741	Estándar*	50 sets/caja
Posee dos cintas de 1/2" x 6"		

Se utiliza en lugar de las cintas adhesivas dañinas para asegurar el entablillado en la extremidad.



ADHESIVO HIDROCOLOIDE

Importante, Por favor Lea!

El Hidrocoloide es un adhesivo protector que ayuda a disminuir el riesgo de daño a la epidermis frágil del recién nacido. Los siguientes pasos son necesarios para asegurar el éxito de los productos basados en hidrocoloides.

1 El calor es el catalizador para el hidrocoloide. Mientras que el revestimiento transparente está en su lugar, caliente el producto en las manos durante aproximadamente 60 segundos. El producto también se puede mantener bajo un calentador radiante.

2 • Retire las lengüetas claras y aplique sobre la piel limpia y seca.
• Cubra la superficie con la mano y manténgala en su lugar durante 60 segundos.

3 Retiro Cuando se retiran productos hidrocoloides:
• Saturar con agua o solución salina.
• Levantar con cuidado un borde y retirar suavemente para quitarlo.

RECUERDE...Calentar y Mantener, Mojar para Quitar

ATENCIÓN

El alcohol y/o productos que contengan alcohol pueden interferir con la funcionalidad del producto