



OXIGENOTERAPIA

MÁSCARA SIN REINHALACIÓN



Concentración de oxígeno
hasta 80%.
Con bolsa de reservorio.
Simple uso.

3210072	ADULTO
3210078	ADULTO
3210080	PEDIÁTRICO
3210084	PEDIÁTRICO

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

MÁSCARA PARA ANESTESIA



Posee resorte de metal.
Con broches codificados
por colores, para una fácil
identificación.
Simple uso.

3853440	#0	NEONATAL
3852430	#1	NIÑO S
3852420	#2	NIÑO M
3852415	#3	NIÑO L
3851410	#4	ADULTO
3851400	#5	ADULTO L
3851390	#6	ADULTO XL

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

MÁSCARA PARA ANESTESIA



Posee resorte de plástico.
Con broches codificados
por colores, para una fácil
identificación.
Simple uso.

IAM001	#1
IAM002	#2
IAM003	#3
IAM004	#4
IAM005	#5

TUORen



Conmutador 011 4588-1606
Whatsapp 011 4448-0004
www.electromedik.com.ar



Fragata Pres. Sarmiento 2265
C1416CBW C.A.B.A. Argentina



CÁNULA NASAL




Puertos confortables de silicona.
Medida de 1.9m.
Simple uso.

NO22541	ADULTO
NO12541	PEDIÁTRICO
NO02541	INFANTE

TUORen

CÁNULA NASAL DUAL



Monitoriza el EtCO₂ de ambas fosas nasales mientras suministra O₂.
Flexible y gentil sobre la piel.
Con Luer macho.

3210125A	ADULTO
3212125A	PEDIÁTRICO
3213125	NEONATAL

flexicare

MÁSCARA PARA OXÍGENO



Diseño ergonómico (ajuste perfecto).
Material de PVC.
Simple uso.

OMN0220	ADULTO
---------	--------

TUORen

MÁSCARA DE RESERVORIO



Cuenta con una válvula unidireccional que no permite el reingreso de la CO₂ espirada.
Fio₂ entregada entre 60-80%.
Simple uso.

OMH0220	ADULTO
OMH0120	INFANTE

TUORen

MÁSCARA PARA NEBULIZADOR



Máscara para nebulizar con reservorio de fácil acceso para colocar la medicación dentro.
Simple uso.

OMR0220	ADULTO
OMR0120	PEDIÁTRICO
OMR0020	INFANTE

TUORen

MÁSCARA DE VENTURI



Con 7 conectores diferentes para cada concentración de Fio₂, desde 24% a 50%.
Simple uso.

OMV0220	ADULTO
OMV0120	PEDIÁTRICO
OMV0020	INFANTE

TUORen



Conmutador 011 4588-1606
Whatsapp 011 4448-0004
www.electromedik.com.ar



Fragata Pres. Sarmiento 2265
C1416CBW C.A.B.A. Argentina

