








































POSICIONADORES



Posicionadores y Almohadillas - Productos Principales

ALMOHADILLA PARA MESA	CABEZA Y CUELLO	BRAZO Y CODO	HOMBRO Y CUERPO	TALÓN Y PIE	ESPECIALES
 EK 401	 EK 001~004	 EK 071~072	 EK 046	 EK 031	 EK 901
 EK 401WC	 EK 011~014	 EK 073~076	 EK 047	 EK 032	 EK 902
 EK 062	 EK 011/C~013/C	 EK 077	 EK 049~1,2,3	 EK 033	 EK 055 / EK 056
	 EK 022~023	 EK 0310	 EK XG 041	 EK 034	 ALMOHADÓN GEL DE POLIURETANO
	 EK 110	 EK 311	 EK 091~EK 097	 EK 904~EK 905	 ALMOHADÓN GEL DE POLIMERO
	 EK 112	 EK FB 01, 02	 EK 419~EK 422		 ALMOHADÓN ULTRA
	 EK 081		 EK 101		
			 EK 212, 213		


ALMOHADILLAS DE POSICIONAMIENTO PARA MESA DE CIRUGIA



SET DE ALMOHADILLAS PARA MESA DE CIRUGIA

ALMOHADILLA PARA MESA DE CIRUGIA CON RELIEVE

COBERTOR DE GEL PARA ALMOHADILLAS RELLENAS CON CUENTAS DE PLÁSTICO



ALMOHADILLAS DE MESA DE CIRUGÍA

Las almohadillas de mesa proporcionan protección sobre toda la superficie de la mesa de cirugía y se recomiendan para usarlos con los pacientes en todas las posiciones.

Las almohadillas son flexibles, suaves, cómodas, versátiles y distribuyen el peso de manera uniforme sobre toda la superficie.

Tamaños disponibles:

	CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.		CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.	
ALMOHADILLA DE MESA	EK 301	23 x 50 x 1	8.5 x 20 x 0.4	ALMOHADILLA DE MESA	EK 409W/C	117 x 50 x 1	46 x 20 x 0.4	
	EK 302	99 x 50 x 1	39 x 20 x 0.4		EK 409W/C-1.5	117 x 50 x 1.5	46 x 20 x 0.6	
	EK 303	50 x 50 x 1	20 x 20 x 0.4		EK 410W/C	100 x 50 x 1	40 x 20 x 0.4	
	EK 303-1.5	50 x 50 x 1.5	20 x 20 x 0.6		EK 410W/C-1.5	100 x 50 x 1.5	40 x 20 x 0.6	
	EK 304	50 x 25 x 1	20 x 10 x 0.4		EK 411W/C	50 x 50 x 1	20 x 20 x 0.4	
	EK 304-1.5	50 x 25 x 1.5	20 x 10 x 0.6		EK 411W/C-1.5	50 x 50 x 1.5	20 x 20 x 0.6	
	EK 305	10 x 38 x 1	4 x 15 x 0.6		EK 412	33 x 46 x 0.5	13 x 18 x 0.2	
	EK 306	42 x 15 x 1	16.5 x 6 x 0.6		EK 412-1	33 x 46 x 1	13 x 18 x 0.4	
	EK 307	10 x 61 x 1	4 x 24 x 0.4		EK 413	22 x 17 x 1	8.7 x 6.7 x 0.4	
	EK 308	45 x 50 x 1	18 x 20 x 0.4		EK 414	60 x 60 x 2.5	24 x 24 x 1	
	EK 308-1.5	45 x 50 x 1.5	18 x 20 x 0.6		EK 415	90 x 50 x 2.5	36 x 20 x 1	
	EK 402	183 x 50 x 1	72 x 20 x 0.4		EK 416	75 x 25 x 2	30 x 10 x 0.8	
	EK 402-1.5	183 x 50 x 1.5	72 x 20 x 0.6		EK 417	10 x 15 x 2	4 x 6 x 0.8	
	EK 401	193 x 86 x 1	76 x 33.8 x 0.4		EK 418	16 x 8 x 0.6	10.7 x 3.2 x 0.2	
	EK 403	117 x 50 x 1	46 x 20 x 0.4		EK 423	70 x 50 x 1.6	27.5 x 20 x 0.6	
	EK 403-1.5	117 x 50 x 1.5	46 x 20 x 0.6		EK 424	100 x 50 x 1.5	40 x 20 x 0.6	
	EK 404	160 x 43 x 1	63 x 17 x 0.4					
	EK 405-1.5	15 x 35 x 1.5	6 x 14 x 0.6		SET DE ALMOHADILLAS (3 PIEZAS)			
	EK 406-1.5	70 x 50 x 1.5	27.5 x 20 x 0.6		EK 304 (cabeza)	50 x 25 x 1		
	EK 407-1.5	70 x 45 x 1.5	27.5 x 18 x 0.6		EK 410W/C (cuerpo)	100 x 50 x 1	40	
EK 408-1.5	15 x 50 x 1.5	6 x 20 x 0.6	EK 411W/C (pie)	50 x 50 x 1				
EK 053	31 x 66 x 1.3	12 x 26 x 0.5	EK 304-1.5 (cabeza)	50 x 25 x 1.5				
EK 555	16 x 66 x 1.3	6 x 26 x 0.5	EK 410W/C-1.5(cuerpo)	100 x 50 x 1.5	40 x 20 x 0.6			
			EK 411W/C-1.5(pie)	50 x 50 x 1.5	20 x 20 x 0.6			
ALMOHADILLA EN RELIEVE	EK 61	50 x 50 x 1.6	20 x 20 x 0.63	COBERTOR DE GEL P/ALMOHADILLAS RELLENAS	EK 701	97 x 64 x 1	38 x 25.2 x 0.4	
	EK 62	115 x 50 x 1.6	45 x 20 x 0.63					
	EK 63	40 x 23 x 1.6	16 x 9 x 0.63					
	EK 64	91 x 45 x 1.6	36 x 18 x 0.63					

I CABEZA Y CUELLO



ANILLO CERRADO para CABEZA

Protege la cabeza, rostro, cuello y orejas durante todo tipo de cirugías.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 001	9×4×2	3.5×1.6×0.8
EK 002	14×6×3.5	5.5×2.4×1.4
EK 003	20×7.5×7.5	7.9×3.0×1.8
EK 004	20×7.5×7.5	7.9×3.0×3.0

ANILLO CERRADO para CABEZA

● EK001~EK004



EK 001



EK 002



EK 003



EK 004



ANILLO ABIERTO para CABEZA

Diseñado para apoyar la cabeza y el rostro de un paciente durante la cirugía con fácil acceso para la intubación.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 011	9×4×2	3.5×1.6×0.8
EK 012	14×6×3.5	5.5×2.4×1.4
EK 013	20×7.5×4.5	7.9×3.0×1.8
EK 014	20×7.5×7.5	7.9×3.0×3.0

ANILLO ABIERTO para CABEZA

● EK011~EK014



EK 011



EK 012



EK 013



EK 014



ANILLO ABIERTO con CORTE

El anillo abierto con corte proporciona la flexibilidad de adaptarse a diferentes pacientes. El material de gel suave se ajusta a la cabeza de cualquier paciente y ofrece suficiente apoyo y comodidad durante las operaciones.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 011/C	9×4×2	3.5×1.6×0.8
EK 012/C	14×6×3.5	5.5×2.4×1.4
EK 013/C	20×7.5×4.5	7.9×3.0×1.8

ANILLO ABIERTO con CORTE

● EK011/C~EK013/C



EK 011/C



EK 012/C



EK 013/C

I CABEZA, CUELLO Y ROSTRO




APOYACABEZA para posición PRONO

Su diseño único ofrece un excelente confort, estabilidad y soporte adecuado durante la cirugía.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 022	28×23×14.5	11×9.1×5.7
EK 023	23×19×13	9.1×7.5×5.1

APOYACABEZA posición PRONO

● EK022-EK023



ALMOHADILLA para CABEZA

La almohadilla para la cabeza protege la cabeza, rostro, cuello y orejas y también proporciona comodidad y posicionamiento estable durante todo tipo de cirugía.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 110	27×23×7	10.6×9.1×2.8

ALMOHADILLA para CABEZA

● EK110




APOYACABEZA CONTORNEADA

Diseñado para procedimientos en posición supina que requieren una estabilidad óptima de la cabeza del paciente. El material de gel suave proporciona una distribución uniforme del peso para proteger al paciente del desarrollo de úlceras por presión.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 081	19×19×6	7.5×7.5×2.4

APOYACABEZA CONTORNEADA

● EK081




APOYACABEZA para posición SUPINA

Diseñado para aliviar la presión sobre las orejas, el cuello y la parte posterior de la cabeza del paciente en posición supina.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 112	27×24×9	10.6×9.4×3.5

APOYACABEZA posición SUPINA

● EK112




ALMOHADILLA para ROSTRO

Esta almohadilla versátil se puede utilizar en varios procedimientos en los que se emplean tubos y otros elementos que pueden apoyarse sobre el rostro. Ofrece máxima protección al rostro del paciente frente a presiones durante cirugías prolongadas.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 021	16×6×1.6	6.3×2.4×0.6

ALMOHADILLA para ROSTRO

● EK021



BRAZO Y CODO



PLACA para BRAZO

La almohadilla placa para brazo proporciona excelente alivio de presión durante diversos procedimientos quirúrgicos.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 071	40×12.5×2	16×4.9×0.8
EK 072	60×12.5×2	24×4.9×0.8

PLACA para BRAZO

● EK071~EK072



PLACA CONTORNEADA con ESPUMA para BRAZO

Diseñados para proporcionar mayor soporte y estabilidad.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 073	40×12.5×6	16×5×2.4
EK 074	60×12.5×2	24×5×2.4
EK 075	50×12.5×6	20×5×2.4
EK 076	63×12.5×6	24.8×5×2.4

PLACA CONTORNEADA con ESPUMA para BRAZO

● EK073~EK076



PLACA DE GEL CONTORNEADA para BRAZO

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 077	52×15×5.5	2.5×6×2.1

PLACA CONTORNEADA para BRAZO

● EK077




PROTECTOR DE BRAZO

El protector de brazo proporciona alivio de presión con abrojo ajustable.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 310	38×12×0.8	15.0×4.0×0.3
EK 311	46×21×0.8	18.1×8.3×0.3

PROTECTOR DE BRAZO

● EK310 ● EK311



CORREA DE FIJACIÓN DE GEL

Esta correa de sujeción proporciona una protección efectiva de los codos y los tobillos mediante el uso de gel de poliuretano suave y cómodo.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK FB 01	33×7×0.8	13.0×2.75×0.6
EK FB 02	36×7×1.5	14.2×2.75×0.6

CORREA DE FIJACIÓN DE GEL

● EK FB01 / EK FB02



TOBILLO, TALÓN Y PIE



SOPORTE PROTECTOR DEL TALÓN

Son almohadillas que sostienen los tobillos y evitan el apoyo sobre los talones.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 031	20×11×7	8×4.3×2.75

SOPORTE PROTECTOR DEL TALÓN

● EK031



TALONERA SIN CORREA

Proporcionan la máxima protección del talón en pre y post cirugías.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 032	17×11×5	6.7×4.1×2.0

TALONERA SIN CORREA

● EK032



TALONERA CON CORREA

Este producto proporciona soporte para los talones en especial durante la recuperación.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 033	17×18×1.3	6.7×7×0.5

TALONERA CON CORREA

● EK033



TALONERA CON CORREA ABROJO

Este producto proporciona soporte para los talones en especial durante la recuperación.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 034	17×23×1.3	6.7×9×0.5

TALONERA CON CORREA ABROJO

● EK034



TOBILLERA ESTRIBO CON CORREA

La correa estribo para tobillo proporciona protección para la piel del paciente en procedimientos en posición de litotomía*.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 904	31×4×1	12.2×1.6×0.4
EK 905	44×4.5×1	17.5×1.8×0.4

TOBILLERA ESTRIBO CON

● EK904~EK905



***Posición de litotomía.** La que adopta el paciente en decúbito supino apoyado sobre la cabeza, torso y nalgas, con las piernas levantadas y apoyadas sobre los complementos de la mesa quirúrgica o de exploración.

CUERPO



ROLLOS DE PECHO (ADULTO)

Para una amplia variedad de usos, protegen el área del pecho del paciente aliviando la presión, ofrecen estabilidad y prevención de úlcera por presión. Disponible en diferentes tamaños para uso en adultos.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 041	30×15×10	11.8×5.9×3.9
EK 042	40×15×10	15.7×5.9×3.9
EK 043	50×15×10	19.7×5.9×3.9
EK 044	30×10×8.5	11.8×3.9×3.3
EK 045	40×10×8.5	15.7×3.9×3.3
EK 046	50×10×8.5	19.7×3.9×3.3
EK 047	50×18×15	19.7×7.1×5.9

ROLLOS DE PECHO CON ESPUMA (XG)

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK XG 041	30×15×10	11.8×5.9×3.9
EK XG 042	40×15×10	15.7×5.9×3.9
EK XG 043	50×15×10	19.7×5.9×3.9

ROLLOS DE PECHO (ADULTO)

● EK041~EK047



ROLLOS DE PECHO CON ESPUMA

● EK XG041~EK XG047



ROLLOS DE PECHO (PEDIÁTRICO)

Prácticamente los mismos rollos de pecho para adultos, con la misma función para proporcionar alivio de presión y prevención de dolor pero en los menores tamaños para acomodar al paciente pediátrico.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 047-1	15×5×5	5.9×2.0×2.0
EK 047-2	20×5×5	7.9×2.0×2.0
EK 047-3	25×5×5	9.8×2.0×2.0
EK 047-4	30×5×5	11.8×2.0×2.0
EK 048-1	15×7.5×7.5	5.9×3.0×3.0
EK 048-2	20×7.5×7.5	7.9×3.0×3.0
EK 048-3	25×7.5×7.5	9.8×3.0×3.0
EK 048-4	30×7.5×7.5	11.8×3.0×3.0

ROLLOS DE PECHO (PEDIÁTRICO)

● EK041-1~EK047-4




ROLLO CONTORNEADO DE PECHO

De gran utilidad, este rollo para pecho tiene una cara plana, en ángulo que proporciona estabilidad.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 049-1	30×16×13/9	11.8×6.3×5.1/3.5
EK 049-2	40×16×13/9	15.7×6.3×5.1/3.5
EK 049-3	50×16×13/9	19.7×6.3×5.1/3.5
EK XG 049-1	30×16×13/9	11.8×6.3×5.1/3.5
EK XG 049-2	40×16×13/9	15.7×6.3×5.1/3.5
EK XG 049-3	50×16×13/9	19.7×6.3×5.1/3.5

ROLLO CONTORNEADO DE PECHO

● EK049-1~EK049-3




POSICIONADOR UNIVERSAL

Proporcionan ayuda de posicionamiento durante diversos procedimientos quirúrgicos. Estas almohadillas de distribución de presión protegen a los pacientes contra las úlceras de decúbito.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 091	16×8×4.5	6.3×3.1×1.7
EK 092	33×7×5	13×2.7×2.0
EK 093	33×13×6	13×5×2.4
EK 094	36×12.5×7	14.2×4.9×2.75
EK 095	25×12.5×5	9.8×4.9×2.0
EK 096	38×12.5×6.3	15×4.9×2.5
EK 097	50×12.5×7	20×4.9×2.75

POSICIONADOR UNIVERSAL

● EK091~EK097



I CUERPO




POSICIONADOR DOMO

El posicionador DOMO (cúpula) está diseñado para su uso durante la cirugía para proteger al paciente en la posición de decúbito prono o lateral.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 051	35×15×7.5	13.8×6×3.0

POSICIONADOR DOMO

● EK051




POSICIONADOR TORÁCICO GRADUADO

Este posicionador con su diseño graduado o inclinado es ideal para los procedimientos que requieren hiperextensión completa del pecho. Esta almohadilla también puede ser colocada bajo o entre las rodillas en posición lateral para proporcionar protección y alivio de los nervios durante los procedimientos.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 052	23×36×3.8	9×14.2×1.5

POSICIONADOR TORÁCICO GRADUADO

● EK052



ALMOHADILLA para MESA DE FRACTURAS

Esta almohadilla, cuando es usada con la mesa de fracturas, reduce eficazmente la presión y cortes en la zona sacra.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 054	14×20×1.3	5.5×8×0.5

ALMOHADILLA para MESA DE FRACTURAS

● EK054



POSICIONADOR LATERAL

Diseñado para acomodar tanto el hombro como el brazo superior mientras el paciente se encuentra en posición lateral. Proporciona alivio de presión y protección de los nervios.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 101	71×50×10	31×20×3.9

POSICIONADOR LATERAL

● EK101



SET DE ALMOHADILLAS PARA ARMADURA DE RELTON

Este conjunto de 4 piezas está diseñado para mantener la posición de la columna vertebral del paciente durante la cirugía. Estas almohadillas proporcionan una protección excepcional contra las úlceras por presión y los nervios o daño de tejidos en los pacientes sometidos a largos procedimientos quirúrgicos.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
AP 111	19×17.5×10.5 (4pzas.)	7.5×6.9×4.13 (4pzas.)

SET PARA ARMADURA DE RELTON

● EK111(4piezas)



I CUERPO



SET MARCO DE WILSON

El marco de Wilson está diseñado para proporcionar el mismo soporte que las armaduras de metal pero sin el peso elevado y el alto costo. El set de almohadillas de gel de Wilson se adapta perfectamente al marco de Wilson y se asegura a él con abrojos y correas.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 212 (almohadillas)	72.5×17.5×2(2ea) 18.5×12×2 18.5×12×2 w/c	28.5×6.9×0.8(2ea) 7.3×4.7×0.8 7.3×4.7×0.8 w/c
EK 213 (marco)	60×49×15.5	23.6×19.3×6.1

SET MARCO DE WILSON

- EK213(MARCO)



SET MARCO DE WILSON

- EK212(ALMOHADILLA)



ALMOHADILLA para ARMADURA WILSON

Las almohadillas de armadura Wilson ayudan a mantener la posición flexible de la columna vertebral del paciente.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 210	75×26×2.5	30×10.0×1.0
EK 211	75×26×1	30×10.0×0.4

ALMOHADILLA para ARMADURA WILSON

- EK210 / EK211



SET POSICIONADOR DE PECHO

El set posicionador de pecho/tórax tiene un diseño contorneado ideado para "que el paciente se acomode uniformemente desde los hombros hasta el área del pecho", con bordes redondos para las axilas. Proporcionan un posicionamiento óptimo del cuerpo superior al tiempo que alivia la presión en el área del tórax.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 050-1	71/58×20×7.6	28.0×7.9×3.0
EK 050-2	71/58×20×7.6	28.0×7.9×3.0

SET POSICIONADOR DE PECHO

- EK050-1
- EK050-2



CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

El cinturón de posicionamiento proporciona seguridad, estabilidad y protección del tejido durante la cirugía.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 601	51×9×0.8	20×3.3×0.3

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

- EK601





SET ARMADURA DE WILSON

Las almohadillas de armadura Wilson están diseñadas para proporcionar alivio de la presión para los pacientes colocados en una Armadura Wilson, utilizados para mantener a los pacientes en una posición de flexión de la columna vertebral.


* Ancho y Alto ajustables al tamaño del cuerpo del usuario

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 214	40×69×24~27cm	16×27×9.5~10.6in


Peso: 19.4kg

Material: Aluminio, PU, Almohadilla de Gel

Características: Compatible con medición de RayosX
Ancho y Alto ajustable



Ancho ajustable



Altura ajustable



REPOSACABEZAS para POSICIÓN PRONO

El reposacabezas para posición prono está diseñado para que la cabeza del paciente pueda descansar cómodamente boca abajo con los tubos respiratorios en su lugar. El diseño único proporciona un excelente soporte, estabilidad, comodidad y protección durante la cirugía en decúbito prono, con apertura de ambos lados.


* El ancho es ajustable al tamaño de cuerpo del usuario

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 020	15×28×15cm	5.9×11×5.9in

Peso: 5kg

Material: Aluminio, PU, Almohadilla de Gel

Características: Ancho ajustable



ALMOHADILLAS ESPECIALES



ALMOHADILLA CON ESPUMA para MESA DE CIRUGÍA

Es apto para utilizarlo en varias posiciones, posee base de espuma de poliuretano liviano.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 419	70×20×8	27.6×7.9×3.1
EK 420	30×15×10	11.8×5.9×3.9
EK 421	50×15×10	19.7×5.9×3.9
EK 422	60×15×10	23.6×5.9×3.9

ALMOHADILLA CON ESPUMA para MESA DE CIRUGÍA

● EK419-EK422



ALMOHADILLA PARA ESTRIBO BOTA

Las almohadillas para el estribo bota proporcionan la protección excelente sobre el área de la pantorrilla y del talón durante la cirugía en la posición de litotomía.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 901	71×41T/30×1	28×16/12×1/2

ALMOHADILLA PARA ESTRIBO BOTA

● EK901



CUBIERTA para BOTA DE TRACCIÓN

Se utiliza junto con almohadillas de gel para proteger el talón del paciente.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 902	37×24×0.5	14.5×9.5×0.2

CUBIERTA para BOTA DE TRACCIÓN

● EK902



CUBIERTA para BASTÓN DE LITOTOMÍA

Colocado alrededor de los bastones de litotomía. Estas almohadillas ayudan a proteger la piel del paciente.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 903	71×12×0.8	28.0×4.7×0.3

CUBIERTA para BASTÓN DE LITOTOMÍA

● EK903



TABLA DE CADERA para MESA DE FRACTURAS

Está diseñado para su uso en la mesa de fractura para reducir las presiones y el corte en el área sacra.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 056	33×30×0.8	13×11×0.3
EK 055	18×18×1.3	7×7×0.5

TABLA DE CADERA

● EK055

● EK056



ALMOHADILLA POSTE para MESA DE FRACTURAS

Diseñado para ser utilizado con la tabla de cadera para mesa de fracturas, esta almohadilla ayuda a reducir la presión y el corte en el área sacra.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 556	15×13×2.5	6×5×1

ALMOHADILLA POSTE

● EK556




ALMOHADILLAS ESPECIALES



ALMOHADILLAS PARA ESTRIBO MULETA

Las almohadillas para estribo muleta están diseñados para ajustarse a dispositivos Lloyd y a varios tipos de estribos.

CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK 801	40x40x1.6cm	16x16x0.6
EK 802	46x40x1.6cm	18x16x0.6
EK 803	46x46x1.6cm	18x18x0.6
EK 804	50x46x1.6cm	20x18x0.6




ALMOHADÓN DE GEL DE POLIURETANO

Este almohadón está hecho con un gel de poliuretano de alta calidad. La superficie es sólida, suave y ayuda a disipar el calor para proporcionar una excelente distribución de la presión y comodidad.

El material de gel verdadero no emigrará, fugará, evaporará, endurecerá o secará si el almohadón es accidentalmente perforado. El material es muy resistente a bacterias y a los fluidos corporales, y se puede limpiar fácilmente con agua jabonosa caliente o un desinfectante.



CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK NC1616	40x40x1.6cm	16x16x0.6
EK NC1816	46x40x1.6cm	18x16x0.6
EK NC1818	46x46x1.6cm	18x18x0.6
EK NC2018	50x46x1.6cm	20x18x0.6



ALMOHADÓN DE GEL DE POLÍMERO

Este almohadón está hecho de un gel de polímero avanzado y cuenta con un relieve diseñado para ayudar a disipar el calor, mientras que proporciona un excepcional alivio de presión, comodidad y larga durabilidad. El material de gel verdadero no emigrará, fugará, evaporará, endurecerá o secará si el almohadón es accidentalmente perforado. El material es muy resistente a bacterias y a los fluidos corporales, y se puede limpiar fácilmente con agua jabonosa caliente o un desinfectante.



CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK NP1616	40x40x1cm	16x16x0.4
EK NP1816	46x40x1cm	18x16x0.4
EK NP1818	46x46x1cm	18x18x0.4
EK NP2018	50x46x1cm	20x18x0.4




ALMOHADÓN ULTRA

El nuevo diseño ULTRA GEL/AIRE es una nueva tecnología revolucionaria para almohadones de sillas de ruedas.

La almohadilla de GEL/AIRE prácticamente libre de mantenimiento, proporciona las características de presión de interfaz deseables de una almohadilla de gel mientras se elimina gran parte del peso.

El diseño acolchado ayuda a disipar el calor y proporciona un alivio de presión excepcional, comodidad y larga durabilidad. El material de gel verdadero no emigrará, fugará, evaporará, endurecerá o secará si el almohadón es accidentalmente perforado. Es muy resistente a bacterias y a los fluidos corporales, y se puede limpiar fácilmente con agua jabonosa caliente o un desinfectante.



CODIGO	L x An x Alt cm.	L x An x Alt pulg.
EK NAL1616	40x40x1cm	16x16x0.4
EK NAL1816	46x40x1cm	18x16x0.4
EK NAL1818	46x46x1cm	18x18x0.4

DECÚBITO SUPINO




CABEZA Y CUELLO

ANILLO CERRADO	EK 001 ~ EK 004
ALMOHADILLA P/CABEZA	EK 110
APOYACABEZA SUPINO	EK 112
APOYACABEZA CONTORNEADO	EK 081


ANILLO CERRADO




ALMOHADILLA PARA CABEZA



APOYACABEZA SUPINO




APOYACABEZA CONTORNEADO



BRAZO Y CODO

PLACA PARA BRAZO	EK 071 ~ EK 072
------------------	-----------------


PLACA PARA BRAZO



ALMOHADILLA PARA MESA

ALMOHADILLA para MESA DE FRACTURAS EK 054

ALMOHADILLA para MESA DE FRACTURAS




TALÓN Y PIE

SOPORTE DE TALÓN	EK 031
TALONERA SIN CORREA	EK 032
TALONERA CON CORREA	EK 033, 034


SOPORTE DE TALÓN



TALONERA SIN CORREA



TALONERAS CON CORREAS



CUERPO

POSICIONADOR DOMO	EK 031
ROLLOS DE PECHO (ADULTO)	EK 041 ~ EK 043 EK 047

POSICIONADOR DOMO



ROLLOS DE PECHO (ADULTOS)



DECÚBITO PRONO



CABEZA Y ROSTRO

APOYACABEZA PRONO | EK 022 ~ EK023

APOYACABEZA PRONO



BRAZO Y RODILLA

PLACA CONTORNEADA CON ESPUMA para BRAZO | EK 073 ~ EK076

PLACA CONTORNEADA para BRAZO | EK 077

PLACA P/BRAZO CONTORNEADA CON ESPUMA



PLACA P/BRAZO CONTORNEADA



CUERPO

SET MARCO DE WILSON (ALMOHADILLA) | EK 212

SET MARCO DE WILSON (ARMAZÓN) | EK 213

POSICIONADOR DOMO | EK 051

SET MARCO DE WILSON



POSICIONADOR DOMO



LATERAL



CABEZA Y CUELLO

ANILLO ABIERTO CON CORTE EK 011C~ EK 013C

ANILLO ABIERTO PARA CABEZA EK 011~ EK 014

ANILLO ABIERTO CON CORTE



ANILLO ABIERTO PARA CABEZA



BRAZO

PROTECTOR DE BRAZO EK 310, EK311

PLACA CONTORNEADA CON ESPUMA para BRAZO EK 073 ~ EK 076

PROTECTOR DE BRAZO



PLACA CONTORNEADA CON ESPUMA para BRAZO



CUERPO

POSICIONADOR LATERAL EK 101

CINTURON DE POSICIONAMIENTO EK 601

POSICIONADOR TORÁCICO GRADUADO EK 052

POSICIONADOR LATERAL



CINTURON DE POSICIONAMIENTO




POSICIONADOR TORÁCICO GRADUADO



ALMOHADILLA EN RELIEVE PARA MESA DE CIRUGÍAS

ALMOHADILLA EN RELIEVE para MESA DE CIRUGÍAS EK 061 ~ EK 064


ALMOHADILLA EN RELIEVE P/ MESA DE CIRUGÍAS



TALÓN Y PIE

TALONERA CON CORREA EK 033

TALONERA CON CORREA



| POSICIÓN DE LITOTOMÍA



CABEZA Y CUELLO

ANILLO CERRADO	EK 001 ~ EK 004
ALMOHADILLA P/CABEZA	EK 110
APOYACABEZA SUPINO	EK 112
APOYACABEZA CONTORNEADO	EK 081

ANILLO CERRADO



ALMOHADILLA PARA CABEZA



APOYACABEZA SUPINO




APOYACABEZA CONTORNEADO



BRAZO Y CODO

PLACA PARA BRAZO	EK 071 ~ EK 072
------------------	-----------------

PLACA PARA BRAZO



ALMOHADILLA PARA MESA

ALMOHADILLA para MESA DE FRACTURAS	EK 054
------------------------------------	--------


ALMOHADILLA para MESA DE FRACTURAS



PIERNA

ALMOHADILLAS PARA ESTRIBO MULETA	EK 801~ EK 804
----------------------------------	----------------

ALMOHADILLAS PARA ESTRIBO MULETA





| Alquiler, reparación, venta y fabricación de equipamiento médico |

WWW.ELECTROMEDIK.COM.AR

Fragata Presidente Sarmiento 2265 (1416)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

TEL: (54 11) 4856-1004 y rotativas